



Date :/...../.....

Tampon du service ou du professionnel de santé

Noter les quantités :

COFFRETS POUR PRÉLÈVEMENTS SANGUINS :

1) COFFRET CLASSIQUE ROUGE LOGOTÉ (avec système VACUTAINER, aiguille noire sécurisée et aiguilles normales pour élimination dans petit container avec clip)

Nombre de coffrets demandés:

2) COFFRET ROUGE LOGOTÉ avec pastille bleue (COFFRETS pour « prélèvements difficiles » avec aiguille épicroânienne bleue sécurisée)

Nombre de coffrets demandés:

TUBES SPECIAUX : dosage de l'ACTH, du VIP (tube avec aprotinine), dosage de médicaments non réalisés au CAM (tube rouge sans gel)

FLACONS D'URINES :

Pots stériles (avec enveloppes de transport) :

Pots pour urines de 24 heures (avec sac de transport) :

Tubes avec borate (conservateur pour les Centres de Soins) :

FLACONS HEMOCULTURE :

SERINGUES (héparinée) GAZOMETRIE ARTERIELLE :

POT DE SELLES (avec enveloppes de transport) :

BOÎTES pour prélèvements bactériologiques :

BOÎTES pour prélèvements gynécologiques :

Composées d'écouvillons classiques et un écouvillon à casser dans un milieu spécial pour recherche « chlamydiae-gonocoque » par PCR

BOÎTES pour prélèvements gynécologiques avec recherche herpes virus :

Composées d'écouvillons classiques et un écouvillon à décharger dans un milieu rose MART

ANAPATH:

- Flacons et Brossettes pour frottilz cervico-vaginaux en milieu liquide :
Ces milieux conviennent aussi pour la recherche des HPV (Papilloma virus)

- Flacons avec liquide de BOUIN (anatomopathologie pièce opératoire) :

TUBE ET FLACON pour prélèvements articulaires (cytologie-chimie-bactériologie) :

SAC de transport (pour boîtes de prélèvement) = glacière de transport :

Pochette de transport en plastique (hermétiques) pour flacons :

Fiche de transmission de prélèvement microbiologique :

Plaquette de préconisation (format A4 plastifiée) :

Convention (régissant les rapports infirmière-labo et obligatoire norme ISO) :

MANUEL DE PRELEVEMENT (dernière version) :

Pour des matériels autres, prière de contacter le laboratoire directement : 05.63.49.29.00 ou 05.63.49.29.05

PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE

Demande reçue le :/...../..... àh Par (initiales) : Préparé / livré par : le :/...../.....